

MICROMOTEURS

- MX-i
- MX-I LED 3RD GEN
- MX-i LED



FR MODE D'EMPLOI.

Autres langues disponibles sur
<https://dental.bienair.com/IFU>

CE Rx Only
0123 REF 2100245-0010/2024.02

Contenu de l'emballage (REF)



MOT MX-i
REF 1600825-001



MOT MX-i LED 3RD GEN
REF 1601008-001



MOT MX-i LED
REF 1600755-001

Accessoires en option



CABLE MX-i LED
REF 1601069-001
(Pour MX-i et MX-i LED)



CABLE MX-i LED 3RD GEN
REF 1601009-001
(Uniquement pour MX-i et MX-i LED)



CABLE MX LED 3M
REF 1600881-001
(Uniquement pour MX-i LED 3RD GEN)



10X

O-RING 8.1x0.73
REF 1600967-010
(Pour tous les micromoteurs MX-i)



6X

MAINT SPRAYNET® (BOITE DE 6)
REF 1600036-006

Table des matières

1 Symboles	4	
1.1 Description des symboles utilisés	4	5.3.1 Procédure
		16
2 Identification et emploi prévu	5	5.4 Emballage et stockage
2.1 Identification	5	17
2.2 Emploi prévu	5	5.5 Révision
2.3 Patientèle prévue	5	17
2.4 Utilisateur prévu	5	6 Transport et mise au rebut
2.5 Environnement d'utilisation	5	6.1 Transport
2.6 Conditions médicales prévues	5	18
2.7 Contre-indications et effets secondaires pour le patient	6	6.2 Élimination
2.8 En cas d'accident	6	18
Sécurité de l'utilisateur et du patient : Avertissements et précautions d'utilisation :	7	7 Informations générales
3.1 Installation	8	7.1 Les conditions de garantie
4 Description	9	19
4.1 Aperçu	9	7.2 Compatibilité du câble
4.2 Montage et préparation	10	19
4.3 Caractéristiques techniques	11	7.3 Références
4.4 Classification	11	20
4.5 Performances	12	
4.6 Conditions opérationnelles	12	
5 Entretien et services	13	
5.1 Entretien - Informations générales	13	
5.2 Nettoyage et désinfection	14	
5.3 Stérilisation	16	

1 Symboles

1.1 Description des symboles utilisés

Symbole	Description	Symbole	Description
	Fabricant.		Référence catalogue.
	Marquage CE avec le numéro d'organisme notifié.		Numéro de série.
	AVERTISSEMENT : danger pouvant entraîner des blessures graves ou des dommages à l'appareil si les instructions de sécurité ne sont pas correctement respectées.		Dispositif médical.
	ATTENTION : danger pouvant entraîner des blessures légères ou modérées ou des dommages à l'appareil si les instructions de sécurité ne sont pas correctement respectées.		Représentant CE autorisé au sein de la communauté européenne.
	Portez des gants de protection.		Désinfection par nettoyeur thermique.
	Sécurité électrique. Partie appliquée, type B.		Peut être stérilisé dans un stérilisateur à vapeur (autoclave) à la température spécifiée.
Rx Only	Avertissement : selon la loi fédérale (États-Unis), cet appareil est disponible à la vente uniquement sur ordonnance d'un praticien agréé.		Consulter le mode d'emploi papier ou électronique.
	Code de matrice de données (QR code) pour les informations produit, y compris l'UDI (identifiant unique de l'appareil).		Limite de température.
	Limitation de l'humidité.		Limitation de la pression atmosphérique.
	Conserver à l'abri de la pluie.		Symbole général pour la récupération/le recyclage.
	Matériaux électriques et électroniques recyclables.		

2 Identification et emploi prévu

2.1 Identification

Dispositifs médicaux fabriqués par Bien-Air Dental SA.

Genre:

Micromoteur MX-i LED

Moteurs sans brosse, autoventilés, avec lumière, entièrement stérilisable, lavable en machine

Micromoteur MX-i

Moteurs sans brosse, autoventilés, sans lumière, entièrement stérilisable, lavable en machine

MX-I LED 3RD GEN

Moteurs sans brosse, non ventilés, avec lumière, entièrement stérilisable, lavable en machine

Ces moteurs sont alimentés en étant raccordés à l'unité dentaire, au siège ou à l'électronique de la console. Pas de fonction spray.

Description :

Les micromoteurs Bien-Air Dental sont conçus pour transformer l'électricité en rotation mécanique pour entraîner les pièces à mains droites et les contre-angles de dentisterie.

2.2 Emploi prévu

MX-I LED 3RD GEN

Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé en implantologie.

Micromoteur MX-i et MX-i LED

Produit destiné à être utilisé en implantologie, parodontologie et chirurgie buccale.

2.3 Patientèle prévue

La patientèle prévue pour l'appareil comprend toute personne se rendant au cabinet d'un dentiste pour y recevoir des soins conformes aux indications médicales prévues. Il n'existe aucune restriction d'âge, de race ou de culture. Il incombe à l'utilisateur prévu de sélectionner l'appareil adéquat pour le patient en fonction de l'application clinique spécifique.

2.4 Utilisateur prévu

Produit réservé à un usage professionnel uniquement. Utilisé par les dentistes, les professionnels des soins dentaires et les chirurgiens dentaires.

2.5 Environnement d'utilisation

Environnement professionnel d'un établissement de soins.

2.6 Conditions médicales prévues

- L'implantologie dentaire est le traitement pour remplacer une ou plusieurs dents manquantes.
- Les traitements de chirurgie orale incluent l'extraction de dents incluses, l'extraction des dents de sagesse, l'extraction de dents cariées non récupérables, la régénération osseuse guidée et non guidée, la résection apicale, l'ostéotomie, la séquestrectomie et l'hémisection.
- Les principaux traitements de parodontologie incluent la gingivite, la parodontie et la procédure chirurgicale dite à lambeaux.

2.7 Contre-indications et effets secondaires pour le patient

Il n'existe aucune contre-indication, aucun effet secondaire pour le patient, ni aucun avertissement pour l'appareil lorsqu'il est utilisé conformément à l'usage prévu.

2.8 En cas d'accident

Si un accident se produit, l'appareil ne doit plus être utilisé tant que les réparations n'ont pas été effectuées par un technicien qualifié et formé agréé dans un centre de réparation.

En cas d'accident grave en lien avec l'appareil, veuillez le signaler à une autorité compétente de votre pays, ainsi qu'au fabricant via votre distributeur régional. Reportez-vous aux réglementations nationales applicables pour connaître les procédures précises.



AVERTISSEMENT

Tout emploi autre que celui pour lequel cet appareil est destiné est interdit et peut être dangereux.

3 Sécurité de l'utilisateur et du patient : Avertissements et précautions d'utilisation :

Ce dispositif médical doit être utilisé par des professionnels, dans le respect des dispositions légales en vigueur concernant la sécurité au travail, des mesures d'hygiène et de prévention des accidents, ainsi que des présentes instructions d'utilisation.

En fonction de ces dispositions, il est du devoir de l'utilisateur de se servir uniquement de dispositifs en parfait état de marche.

Sécurité électrique :

AVERTISSEMENT

La sécurité électrique ne peut être revendiquée que lorsque l'appareil est utilisé avec des consoles, moteurs d'entraînement et câbles compatibles Bien-Air Dental.

- Toujours se référer au mode d'emploi de l'unité dentaire ou de la console pour confirmer la compatibilité avec l'appareil et la conformité en matière de sécurité électrique.
- Lorsqu'il est utilisé avec des dispositifs médicaux Bien-Air Dental, l'appareil est conforme à la norme CEI 60601-1, pour laquelle les exigences suivantes s'appliquent :
 - Protection contre les chocs électriques
 - Intrusion de liquides
 - Protection contre les températures excessives et autres dangers

Compatibilité électromagnétique :

AVERTISSEMENT

La compatibilité électromagnétique ne peut être revendiquée que lorsque l'appareil est utilisé avec des consoles, moteurs d'entraînement et câbles compatibles Bien-Air Dental.

- Toujours se référer au mode d'emploi de l'unité dentaire ou de la console pour confirmer la compatibilité avec l'appareil et la conformité électromagnétique.
- La conformité à la norme internationale CEI 60601-1-2 ne garantissant pas l'immunité contre la 5G dans le monde entier (en raison des différentes bandes de fréquences utilisées localement), il convient d'éviter la présence d'appareils équipés de réseaux cellulaires à large bande 5G dans l'environnement clinique ou de s'assurer que la fonctionnalité réseau de ces appareils est désactivée pendant la procédure clinique.
- Des perturbations magnétiques peuvent être provoquées par d'autres dispositifs médicaux électroniques. Se référer au mode d'emploi de l'unité dentaire ou de la console pour consulter les spécifications CEM.

Veillez respecter l'avertissement suivant pour éviter tout risque d'explosion :

AVERTISSEMENT

Conformément à la norme CEI 60601-1:2005 +A1 2012 / Annexe G, les dispositifs électrifiés (moteurs, modules de contrôle, coupleurs et accessoires) peuvent uniquement être utilisés en toute sécurité dans un environnement médical dans lequel des mélanges potentiellement explosifs ou inflammables de substances anesthésiantes sont administrées au patient si :

- La distance entre le moteur et le circuit respiratoire pour l'anesthésie est supérieure à 25 cm.
- Le moteur n'est pas utilisé durant l'administration des substances anesthésiantes au patient.

Veillez respecter l'avertissement suivant pour éviter tout risque de surchauffe du moteur :

 ATTENTION

Le MX- I LED 3RD GEN n'est pas ventilé automatiquement. Ne pas l'utiliser pour des applications autres que l'usage prévu.

Veillez respecter les avertissements suivants pour éviter tout risque d'infection :

 AVERTISSEMENT

- L'appareil est livré non stérile. Veuillez respecter la procédure de nettoyage, désinfection, stérilisation et maintenance générale décrite à la section 5 pour éviter toute infection.
- Les précautions universelles, notamment le port de l'équipement de protection individuelle (gants, lunettes, ...), doivent être observées par le personnel médical qui utilise ou entretient des dispositifs médicaux contaminés ou potentiellement contaminés. Les instruments pointus ou tranchants doivent être manipulés avec une grande prudence.
- Poser l'appareil sur un support lavable.

Veillez respecter les mises en garde suivantes pour éviter tout risque de blessure et/ou de dommages matériels :

 ATTENTION

- En cas de vibrations excessives, d'échauffement anormal, de bruit inhabituel ou d'autres signes laissant présager un dysfonctionnement du dispositif, le travail doit être immédiatement interrompu. Dans ce cas, s'adresser à un centre de réparation agréé par Bien-Air Dental SA.
- Ne jamais brancher d'instrument sur un micromoteur en fonctionnement.
- Ne pas pulvériser de lubrifiant ou de solution de nettoyage dans le moteur.
- Ne jamais rincer l'appareil pour le refroidir.

3.1 Installation

 AVERTISSEMENT

Le micromoteur ne doit être utilisé qu'avec des appareils électroniques Bien-Air Dental ou compatibles. Pour respecter les exigences de sécurité de la norme CEI 60601-1, il faut utiliser exclusivement une alimentation pour dispositif médical avec deux MOPP.



FIG. 1

4 Description

4.1 Aperçu

FIG. 1

- (1) Nez du moteur
- (2) Corps du moteur
- (3) Branchement câble/moteur

Nota : Les spécifications techniques, illustrations et cotes contenues dans les présentes instructions ne sont données qu'à titre indicatif. Elles ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

La version originale de ces instructions est en anglais.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter Bien-Air Dental SA à l'adresse inscrite au dos.




FIG. 2




FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5

4.2 Montage et préparation

1. Les moteurs MOT MX-i REF 1600825-001 et MOT MX-i LED REF 1600755-001 sont installés à l'aide du câble d'alimentation REF 1601069-001 ou REF 1600881-001. **FIG. 2.**
2. Le moteur MOT MX-i LED 3RD GEN REF 1601008-001 est installé avec le câble secteur REF 1601009-001 comme indiqué sur la **FIG. 2.**
3. Vérifiez que l'arrière du moteur et le connecteur du câble sont propres et secs.
4. Positionner le moteur et son câble propriétaire comme indiqué en **FIG. 2.**
5. Le repère doit se trouver devant la cale. Tournez-le pour trouver la position exacte et appuyez **FIG. 3.**
6. Serrer l'écrou du manchon de câble jusqu'à la butée. **FIG. 4.**

Remplacer les joints à la main (aucun outil requis) FIG. 5

ATTENTION

- Ne pas lubrifier le joint torique.
- Utiliser uniquement des joints toriques exclusifs.
- Vérifier que les joints toriques ne sont ni cassés ni rayés après les avoir posés.

4.3 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Accouplement	Nez conforme à la norme ISO 3964.
Durées de fonctionnement	Pas de limite pour l'utilisateur. Les durées de fonctionnement sont imposées électroniquement par les panneaux de contrôle Bien-Air, en fonction du couple appliqué.
Plage des vitesses de rotation	100 – 40 000 rpm
Sens de rotation	Dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse.
Intensité lumineuse	LED, 14 klux**
Couple maximal	800 mNm***

**Compatible avec des pièces à main « courtes », « intermédiaires » et « longues ».*

***Mesurée avec le CA 20:1 REF1600632-001*

****Couple disponible au niveau de l'outil lorsque le moteur est utilisé en implantologie avec le CA 20:1.*

4.4 Classification

Classe IIa en conformité avec la réglementation européenne (EU) 2017/745 relative aux dispositifs médicaux.
Dispositif de classe II type B en conformité avec la norme CEI 60601-1.

4.5 Performances

Performances

Indiquer la vitesse et le couple préréglés

Contrôlée électroniquement

Précision de la valeur pour la vitesse

+/- 5 %

4.6 Conditions opérationnelles

Conditions opérationnelles



Plage de température :

+10 °C — +35 °C (+50 °F — +95 °F)



Plage d'humidité relative :

30 % — 80 %



Plage de pression atmosphérique :

700 hPa — 1060 hPa



FIG. 6

5 Entretien et services

5.1 Entretien - Informations générales

Nettoyer, désinfecter, sécher et stériliser l'appareil avant la première utilisation.

Dans un délai maximum de 30 minutes après chaque traitement, nettoyer le moteur. Respecter cette procédure permet d'éliminer tout résidu de sang ou de salive.

ATTENTION

Suivre les directives, normes et règles nationales pour les recommandations de nettoyage et de stérilisation.

ATTENTION

Ne pas pulvériser de lubrifiant ou de solution de nettoyage dans le moteur [FIG. 6](#).

Produits d'entretien adéquats :

Utiliser uniquement des produits d'entretien et des pièces Bien-Air Dental SA d'origine ou recommandés par Bien-Air Dental SA. L'utilisation d'autres produits ou pièces peut engendrer des défauts de fonctionnement et/ou une annulation de la garantie.

- Spraynet®
- Détergent ou détergent-désinfectant alcalin (pH 8 à 11) recommandé pour le nettoyage et la désinfection des instruments dentaires ou chirurgicaux. Les produits désinfectants à base de chlorure de didécyldiméthylammonium, de carbonate d'ammonium quaternaire ou d'un produit enzymatique neutre (par exemple, Neodisher® MediClean) sont également autorisés.




FIG. 7

5.2 Nettoyage et désinfection

⚠ ATTENTION

- Ne pas immerger l'appareil dans un liquide physiologique (NaCl) et ne pas utiliser de solution saline pour le garder humide jusqu'à ce qu'il puisse être nettoyé.
- Ne pas immerger dans un bain de nettoyage.
- Ne pas nettoyer dans un bain à ultrasons.
- Ne pas pulvériser de solution de nettoyage dans le moteur.
- Toujours s'assurer que les contacts du moteur restent propres.

La surface extérieure du moteur doit être nettoyée comme suit pour éliminer les impuretés **FIG. 7**

1. En tenant le moteur par le nez, le maintenir sous l'eau du robinet à une température entre 15 °C et 38 °C (59 °F et 100 °F), à condition que l'eau du réseau de distribution locale ait un pH compris entre 6,5 et 8,5 et une teneur en chlorure inférieure à 100 mg/l. Si l'eau du réseau de distribution local ne répond pas à ces exigences, utiliser de l'eau déminéralisée (désionisée) à la place.
2. À l'aide d'une brosse souple et lisse, nettoyer la surface extérieure du MOTEUR avec les produits de nettoyage préconisés (par exemple, un détergent ou détergent-désinfectant alcalin de pH 8 à 11).
3. Ne pas laisser d'eau s'infiltrer dans le moteur que ce soit par le nez ou le raccord du tuyau.
4. Sécher la surface extérieure du moteur avec un chiffon peu pelucheux imprégné de Spraynet®.

Nota : Un laveur-désinfecteur automatique peut remplacer l'étape 2 ci-dessus. Si le laveur-désinfecteur automatique ne permet pas un séchage assez efficace, suivre l'étape 4 ci-dessus.

Laveur-désinfecteur :

Effectuer le nettoyage-désinfection automatique à l'aide d'un laveur-désinfecteur conforme à la norme ISO 15883-1.

Détergent et cycle de lavage :

Utiliser un détergent alcalin préconisé pour le nettoyage en laveur-désinfecteur des instruments dentaires ou chirurgicaux (pH 8 à 11).

Spécifications recommandées pour le cycle de thermodésinfection :

Phase	Paramètres
Prénettoyage	< 45 °C (113 °F) ; ≥ 2 minutes
Nettoyage	55 °C - 65 °C (131 °F - 149 °F) ; ≥ 5 minutes
Neutralisation	≥ 2 minutes
Rinçage	Eau du robinet, ≤30 °C (86 °F), ≥ 2 minutes eau froide
Désinfection thermique	Eau déminéralisée, 90 °C - 95 °C (194 °F - 203 °F), 5 - 10 minutes
Séchage	18 — 22 minutes

ATTENTION

Ne jamais rincer le dispositif pour le refroidir.

ATTENTION

Si un laveur automatique est utilisé à la place du laveur/thermodésinfecteur, respecter le programme précédent pour les phases de prénettoyage, nettoyage, neutralisation et rinçage. Si l'eau du réseau de distribution local a un pH en dehors de la plage de 6,5 - 8,5 ou une teneur en chlorure (ion Cl) supérieure à 100 mg/l, ne pas sécher l'appareil dans le laveur automatique, mais le sécher manuellement avec des textiles peu pelucheux.

ATTENTION

Si le laveur-désinfecteur ne permet pas un séchage assez efficace et/ou si des traces d'humidité demeurent après le séchage, essuyer la surface extérieure du moteur avec un chiffon peu pelucheux imprégné de Spray-net®.

5.3 Stérilisation

ATTENTION

- La qualité de la stérilisation dépend très fortement de la propreté du dispositif. Ne stériliser que des instruments parfaitement propres.
- Pour améliorer l'efficacité de la stérilisation, s'assurer que le moteur est parfaitement sec.
- Ne pas appliquer de procédure de stérilisation autre que celle décrite ci-dessous.
- Utiliser uniquement des cycles d'extraction dynamique de l'air : cycles prévidés ou à élimination de vapeur par pression pulsée (SFPP).
- Si la stérilisation est requise par des directives nationales, n'utiliser que des stérilisateur à extraction dynamique : ne pas utiliser de stérilisateur à vapeur avec un système de déplacement par gravité. Comme pour tous les instruments, après chaque cycle de stérilisation, y compris le séchage, retirer l'appareil pour éviter une exposition excessive à la chaleur susceptible d'entraîner de la corrosion.

5.3.1 Procédure

1. Emballer l'appareil dans un emballage approuvé pour la stérilisation à la vapeur.
2. Stériliser à la vapeur en observant un cycle d'extraction dynamique de l'air (ANSI/AAMI ST79, Section 2.19), c.-à-d. en éliminant l'air via un système d'évacuation forcée (ISO 17665-1, ISO/TS 17665-2) à 135 °C (275 °F) pendant 3 minutes ou à 132 °C (269,6 °F) pendant 4 minutes. Dans les régions exigeant une stérilisation contre les prions, stériliser à 135 °C (275 °F) pendant 18 minutes.

L'appareil supporte plus de 1000 stérilisations.

Les paramètres recommandés pour le cycle de stérilisation sont les suivants :

- La température maximale dans la chambre de l'autoclave ne dépasse pas 137 °C (278,6 °F). La température nominale de l'autoclave doit donc être réglée sur 134 °C (273,2 °F), 135 °C (275 °F) ou 135,5 °C (275 °F) en tenant compte de l'incertitude associée à la température du stérilisateur.
- La durée maximale de l'intervalle à la température maximale de 137 °C (278,6 °F) est conforme aux exigences nationales pour la stérilisation par vapeur humide et ne dépasse pas 30 minutes.
- La pression absolue dans la chambre du stérilisateur est comprise entre 0,07 bar et 3,17 bars (1 psia et 46 psia).
- La vitesse de changement de température ne dépasse pas 15 °C/min (59 °F/min) en température ascendante et -35 °C/min (-31 °F/min) en température descendante.
- La vitesse de changement de pression ne dépasse pas 0,45 bar/min (6,6 psia/min) en pression ascendante et -1,7 bar/min (-25 psia/min) en pression descendante.
- Aucun réactif chimique ou physique n'est ajouté à la vapeur d'eau.

5.4 Emballage et stockage

Conditions de stockage

	Plage de température :	0 °C — +40 °C (+32 °F — +104 °F)
	Plage d'humidité relative :	10 % — 80 %
	Plage de pression atmosphérique :	650 hPa — 1060 hPa
	Conserver à l'abri de la pluie	

L'appareil doit être stocké dans la pochette de stérilisation dans un environnement sec et sans poussière. La température ne doit pas dépasser 55 °C (131 °F). S'il n'est pas prévu que l'appareil soit utilisé pendant au moins 7 jours après la stérilisation, enlever l'appareil de la pochette de stérilisation et le conserver dans l'emballage d'origine. Si l'appareil n'est pas stocké dans une pochette de stérilisation ou si la pochette n'est plus stérile, nettoyer, sécher et stériliser l'appareil avant de l'utiliser.

ATTENTION

Si l'appareil médical a été conservé au réfrigérateur, le laisser se réchauffer à température ambiante avant utilisation.

ATTENTION

Respecter la date d'expiration de la pochette de stérilisation qui dépend des conditions de stockage et du type d'emballage.

5.5 Révision

Bien-Air Dental SA recommande à l'utilisateur de vérifier et d'assurer la maintenance de ses appareils dynamiques après 5000 cycles de fonctionnement ou 5 ans.

ATTENTION

Ne jamais démonter l'appareil. Pour toute modification ou réparation, contacter votre fournisseur habituel ou le centre de services Bien-Air Dental.

6 Transport et mise au rebut

6.1 Transport

Conditions de transport



Plage de température :

-20 °C — +50 °C (-4 °F — +122 °F)



Plage d'humidité relative :

5 % — 80 %



Plage de pression atmosphérique :

650 hPa — 1060 hPa



Conserver à l'abri de la pluie

6.2 Élimination



La mise au rebut ou le recyclage de matériaux doivent se faire conformément à la législation en vigueur.



Cet appareil doit être recyclé. Les dispositifs électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement. L'utilisateur doit renvoyer l'appareil à son revendeur ou s'adresser directement à un organisme agréé de traitement et de récupération de ce type d'équipement (Directive européenne 2012/19/UE).

7 Informations générales

7.1 Les conditions de garantie

Bien-Air Dental SA octroie à l'opérateur une garantie couvrant tous les dysfonctionnements, défauts matériels et défauts de production.

La durée de la garantie est de :

- 36 mois à compter de la date de facturation.

En cas de réclamations fondées, Bien-Air Dental ou son représentant autorisé effectue la remise en état ou le remplacement gratuit du produit, remplissant ainsi les obligations de l'entreprise au titre de cette garantie.

Toute autre réclamation, de quelque nature que ce soit, notamment les réclamations pour dommages ou blessures et leurs conséquences résultant :

- d'une usure excessive ;
- d'une utilisation peu fréquente ou incorrecte ;
- de la non-observation des instructions de service, de montage et d'entretien ;
- d'influences chimiques, électriques ou électrolytiques inhabituelles ;
- de mauvais branchements, que ce soit en air, eau ou électricité.

ATTENTION

La garantie devient caduque lorsque les dommages et leurs suites résultent d'interventions inadaptées ou de modifications du produit effectuées par des tiers non autorisés par Bien-Air Dental. Les demandes de garantie ne seront prises en considération que sur présentation, avec le produit, d'une copie de la facture ou du bordereau de livraison. Les informations suivantes doivent être clairement indiquées : date d'achat, référence du produit et numéro de série.

7.2 Compatibilité du câble

REF	Micromoteur	REF Câble
1600755-001	MOT MX-I LED	1601069-001
1600825-001	MOT MX-I	1601881-001
1601008-001	MOT MX-I LED 3RD GEN	1601009-001

7.3 Références

REF	Légende
1600825-001	Micromoteur MX-i
1601008-001	Micromoteur MX-i LED 3RD GEN
1600755-001	Micromoteur MX-i LED
1600036-006	Spraynet®, spray de nettoyage 500 ml, carton de 6 flacons
1601069-001	MX-i LED, câble
1600881-001	Câble LED MX-i (3 mètres de long)
1300967-010	JOINT TORIQUE 8,1x0,73



Bien-Air Dental SA

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland

Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91

dental@bienair.com

Other addresses available at

www.bienair.com

EC REP **Bien-Air Europe Sàrl**

19-21 rue du 8 mai 1945

94110 Arcueil

France