

MICROMOTORES

- MX-i
- MX-I LED 3RD GEN
- MX-i LED



PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

Outros idiomas disponíveis em
<https://dental.bienair.com/IFU>

CE Rx Only
0123 REF 2100245-0010/2024.02

Conteúdo da embalagem (REF)



MOT MX-i
REF 1600825-001



MOT MX-i LED 3RD GEN
REF 1601008-001



MOT MX-i LED
REF 1600755-001

Acessórios opcionais



CABLE MX-i LED
REF 1601069-001
(Para MX-i e MX-i LED)



CABLE MX-i LED 3RD GEN
REF 1601009-001
(Apenas para MX-i e MX-i LED)



CABLE MX LED 3M
REF 1600881-001
(Apenas para MX-i LED 3RD GEN)



10X

O-RING 8.1x0.73
REF 1600967-010
(Para todos os micromotores MX-i)



6X

MAINT SPRAYNET® (CAIXA DE 6 LATAS)
REF 1600036-006

Índice

1	Símbolos	4	5.2 Limpeza e desinfecção	14
	1.1 Descrição dos símbolos utilizados	4	5.3 Esterilização	16
			5.3.1 Procedimento	16
2	Identificação & Utilização prevista	5	5.4 Embalagem e armazenamento	17
	2.1 Identificação	5	5.5 Manutenção	17
	2.2 Utilização prevista	5	6 Transporte e eliminação	18
	2.3 População de pacientes pretendida	5	6.1 Transporte	18
	2.4 Utilizador previsto	5	6.2 Descarte	18
	2.5 Ambiente de utilização	5	7 Informações gerais	19
	2.6 Condições médicas pretendidas	5	7.1 Termos de garantia	19
	2.7 Contraindicações e efeitos secundários para o paciente ...	6	7.2 Compatibilidade do cabo ...	19
	2.8 Em caso de acidente	6	7.3 Referências	20
	Segurança do utilizador e do doente: Advertências e Precauções de utilização:	7		
3	Instalação	8		
4	Descrição	9		
	4.1 Visão global	9		
	4.2 Montagem e preparação ...	10		
	4.3 Dados técnicos	11		
	4.4 Classificação	11		
	4.5 Desempenhos	12		
	4.6 Condições de funcionamento	12		
5	Manutenção e assistência ..	13		
	5.1 Manutenção - Informações gerais	13		

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1 Símbolos

1.1 Descrição dos símbolos utilizados

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Fabricante.		Número do catálogo.
	Marcação CE com o número da entidade notificada.		Número de série.
	ADVERTÊNCIA: perigo que pode resultar em ferimentos graves ou danos no dispositivo se as instruções de segurança não forem devidamente seguidas.		Dispositivo médico.
	ATENÇÃO: perigo que pode resultar em ferimentos leves ou moderados ou danos no dispositivo se as instruções de segurança não forem devidamente seguidas.		Representante CE autorizado na Comunidade Europeia.
	Usar luvas de proteção.		Pode ser colocado no aparelho de lavagem/desinfecção térmica.
	Segurança elétrica. Parte aplicada tipo B.		Esterilizável num esterilizador a vapor (autoclave) à temperatura especificada.
	Advertência: em conformidade com as leis federais (EUA), este dispositivo apenas está disponível para venda mediante recomendação de um profissional de saúde acreditado.		Consulte as instruções de utilização ou consulte as instruções de utilização eletrônica.
	Código de matriz de dados para informações do produto incluindo UDI (identificação única do dispositivo).		Limite de temperatura.
	Limitação de humidade.		Limitação de pressão atmosférica.
	Manter afastado da chuva.		Símbolo geral para recuperação/reciclável.
	Materiais elétricos e eletrónicos recicláveis.		

2 Identificação & Utilização prevista

2.1 Identificação

Dispositivos médicos fabricados por Bien-Air Dental SA.

Tipo:

Micromotor MX-i LED

Motores sem escovas, autoventilados, com luz, totalmente esterilizáveis, laváveis à máquina

Micromotor MX-i

Motores sem escovas, autoventilados, sem luz, totalmente esterilizáveis, laváveis à máquina

MX-I LED 3RD GEN

Motores sem escovas, não ventilados, com luz, totalmente esterilizáveis, laváveis à máquina

Estes motores são alimentados através de ligação à unidade/caadeira dentária ou consola eletrónica. Sem pulverização.

Descrição:

Os micromotores da Bien-Air Dental são concebidos para transformar eletricidade em rotação mecânica para que acionem peças de mão odontológicas retas e contra-ângulos odontológicos.

2.2 Utilização prevista

MX-I LED 3RD GEN

Dispositivo destinado a ser utilizado em implantologia.

Micromotor MX-i e MX-i LED

Produto destinado a utilização em implantologia, periodontologia e cirurgia oral.

2.3 População de pacientes pretendida

A população de pacientes pretendida do dispositivo inclui qualquer pessoa que visite um consultório dentário para receber tratamento, de acordo com a condição médica pretendida. Não existem quaisquer restrições relativas à idade, raça ou cultura da pessoa em questão. O utilizador pretendido é

responsável por selecionar o dispositivo adequado para o paciente de acordo com a aplicação clínica específica.

2.4 Utilizador previsto

Este produto destina-se a uma utilização exclusivamente profissional. Utilizado por dentistas, profissionais de odontologia e cirurgiões orais.

2.5 Ambiente de utilização

Ambiente de instalações profissionais de saúde.

2.6 Condições médicas pretendidas

- A implantologia dentária é um tratamento para substituir um ou mais dentes em falta.
- Os tratamentos de cirurgia oral incluem a extração de dentes impactados, extração de dentes do siso, extração não-salvável de dentes cariados, regeneração óssea guiada e não-guiada, apicoectomia, osteotomia, sequestrectomia e hemisseção.
- Os principais tratamentos de periodontologia incluem a gengivite, periodontite e a terapia de procedimento cirúrgico chamada cirurgia de retalho.

2.7 Contraindicações e efeitos secundários para o paciente

Não existem quaisquer contra-indicações, efeitos secundários nem advertências para o paciente específicas relativamente ao dispositivo quando o dispositivo é utilizado conforme pretendido.

2.8 Em caso de acidente

Em caso de acidente, o dispositivo não pode ser utilizado até à conclusão das reparações por um técnico qualificado e com formação adequada num centro autorizado pelo fabricante.

Em caso de acidentes graves relacionados com o dispositivo, informe uma autoridade competente no seu país, bem como o fabricante através do seu distribuidor regional. Respeite os regulamentos nacionais relevantes para procedimentos detalhados.



ADVERTÊNCIA

Qualquer utilização deste dispositivo para fins diferentes dos preconizados não está autorizada e pode ser perigosa.

3 Segurança do utilizador e do doente: Advertências e Precauções de utilização:

ADVERTÊNCIA

O dispositivo tem de ser utilizado por profissionais dentários qualificados, de acordo com as disposições legais em vigor relativas à segurança e saúde no trabalho, com as medidas de prevenção de acidentes e com as presentes instruções de utilização. Em conformidade com estes requisitos, os operadores:

- Apenas devem utilizar dispositivos que estejam em perfeito estado de funcionamento; em caso de funcionamento irregular, falha do líquido de refrigeração, vibração excessiva, aquecimento anormal, ruído invulgar ou outros sinais que possam indicar uma avaria do dispositivo, o trabalho deve ser parado imediatamente; neste caso, contacte um centro de reparação aprovado pela Bien-Air Dental SA e solicite a realização de trabalhos de reparação ao pessoal de manutenção.
- Devem assegurar que o dispositivo é utilizado apenas para a finalidade preconizada, que se protegem a si próprios, bem como os seus pacientes e terceiros, contra qualquer perigo.
- É rigorosamente proibida qualquer modificação do dispositivo médico.

Segurança elétrica:

ADVERTÊNCIA

A segurança elétrica só pode ser reclamada quando o dispositivo for utilizado com consolas, motores e cabos Bien-Air Dental compatíveis.

- Consultar sempre as instruções de utilização da unidade dentária ou consola para confirmar a compatibilidade com o dispositivo e a conformidade com a segurança elétrica.
- Quando utilizado com dispositivos médicos dentários Bien-Air, o dispositivo cumpre a norma IEC 60601-1, à qual se aplicam os seguintes requisitos:
 - Proteção contra choques elétricos
 - Entrada de líquidos
 - Proteção contra temperaturas excessivas e outros riscos para a segurança

Compatibilidade eletromagnética:

ADVERTÊNCIA

A compatibilidade eletromagnética só pode ser reivindicada quando o dispositivo for utilizado com consolas, motores e cabos Bien-Air Dental compatíveis.

- Consultar sempre as instruções de utilização da unidade dentária ou consola para confirmar a compatibilidade com o dispositivo e a conformidade eletromagnética.
- Uma vez que o cumprimento da norma internacional IEC 60601-1-2 não garante imunidade contra 5G em todo o mundo (devido às diferentes bandas de frequência utilizadas localmente), evitar a presença de dispositivos equipados com redes de banda larga 5G no ambiente clínico ou assegurar que a funcionalidade de rede destes dispositivos é desativada durante o procedimento clínico.
- A perturbação magnética pode ocorrer a partir de outros dispositivos médicos eletrónicos, consulte as instruções de utilização da unidade dentária ou consola para as especificações CEM.

Para evitar qualquer risco de explosão, a advertência abaixo tem de ser cumprida:

ADVERTÊNCIA

De acordo com o Anexo G da IEC 60601-1:2005 + A1 2012, os dispositivos eletrificados (motores, unidades de controlo, acopladores e acessórios) só podem ser utilizados com segurança num ambiente médico em que sejam administradas ao doente misturas de substâncias anestésicas potencialmente explosivas ou inflamáveis se:

- A distância entre o motor e o circuito respiratório anestésico for superior a 25 cm.
- O motor não for utilizado em simultâneo com a administração de substâncias anestésicas ao doente.

Para evitar qualquer risco de sobreaquecimento do motor, a advertência abaixo tem de ser cumprida:

ATENÇÃO

O MX-I LED 3RD GEN não é autoventilado. Não utilizar para aplicações que não a utilização prevista.

Para evitar qualquer risco de infeção, as advertências abaixo têm de ser cumpridas:

ADVERTÊNCIA

- O dispositivo é fornecido não esterilizado. Para evitar qualquer infeção, respeite o procedimento de limpeza, desinfeção, esterilização e manutenção geral detalhado na secção 5.
- O pessoal médico que utiliza ou efetua a manutenção de dispositivos médicos contaminados ou potencialmente contaminados tem de cumprir as precauções universais, em particular a utilização de equipamento de proteção individual (luvas, óculos, etc.). Os instrumentos pontiagudos ou cortantes devem ser manipulados com prudência acrescida.
- Coloque o dispositivo sobre um suporte fácil de limpar.

Para evitar qualquer risco de lesão e/ou danos materiais, as precauções abaixo têm de ser cumpridas:

ATENÇÃO

- Em caso de vibrações excessivas, aquecimento anormal, ruídos estranhos ou outros indícios que levem a supor um funcionamento incorreto do dispositivo, o trabalho deve ser imediatamente interrompido. Neste caso, contacte um centro de reparação autorizado pela Bien-Air Dental SA.
- Nunca ligue um instrumento a um micromotor em funcionamento.
- Não pulverize qualquer lubrificante ou solução de limpeza no motor.
- Não enxaguar o dispositivo para o arrefecer.

3.1 Instalação

ADVERTÊNCIA

O micromotor só deve ser utilizado com dispositivos eletrónicos da Bien-Air Dental ou compatíveis. Para estar em conformidade com o requisito de segurança da norma IEC 60601-1, apenas deve ser usada a fonte de alimentação do dispositivo médico com dois MOPP.



FIG. 1

4 Descrição

4.1 Visão global

FIG. 1

- (1) Nariz do motor
- (2) Corpo do motor
- (3) Ligaç o do cabo/motor

Nota: As especifica es t cnicas, as ilustra es e as dimens es constantes das presentes instru es s o fornecidas a t tulo meramente indicativo. N o podem servir de fundamento para qualquer reclama o.

O idioma original dessas instru es de utiliza o   o ingl s.

Para qualquer informa o complementar, contacte a Bien-Air Dental SA atrav s do endere o indicado na contracapa.




FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5

4.2 Montagem e preparação

1. Os motores MOT MX-i REF 1600825-001 e MOT MX-i LED REF 1600755-001 são instalados utilizando o cabo de alimentação REF 1601069-001 ou REF 1600881-001. **FIG. 2.**
2. O motor MOT MX-i LED 3RD GEN REF 1601008-001 é montado com o cabo de alimentação REF 1601009-001 descrito na **FIG. 2.**
3. Verificar se a parte de trás do motor e o conector do cabo estão limpos e secos.
4. Posicione o motor e o cabo proprietário conforme mostrado na **FIG. 2**
5. O localizador deve estar à frente do porão. Rode-o para encontrar a posição exacta e primar. **FIG. 3.**
6. Segurando o motor, aparafuse completamente a manga do cabo à ligação traseira do motor. **FIG. 4.**

Substituição manual dos vedantes (sem necessidade de ferramentas) FIG. 5

ATENÇÃO

- Não lubrifique a junta tórica.
- Use apenas juntas tóricas proprietárias.
- Verifique se as juntas tóricas não estão danificadas nem riscadas após a montagem.

4.3 Dados técnicos

Dados técnicos	
Acoplamento	Nariz em conformidade com a norma ISO 3964*.
Tempos de funcionamento	Sem limitações para o utilizador. Os tempos de operação são impostos eletronicamente pelas quadros de comando da Bien-Air, em função do binário aplicado.
Gama de velocidades de rotação	100-40 000 rpm
Direção de rotação	Sentido dos ponteiros do relógio e sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
Intensidade luminosa	LED, 14 klux**
Binário máximo	800 mNm***

*Compatível com peças de mão com dimensões "curtas", "médias" e "longas".

**Medição em combinação com a norma REF1600632-001 CA 20:1

***Binário disponível na ferramenta quando o motor é usado em implantologia com o CA 20:1.

4.4 Classificação

Classe IIa, em conformidade com o Regulamento Europeu (UE) 2017/745 relativo a dispositivos médicos.
Dispositivo de Classe II tipo B em conformidade com a norma IEC 60601-1.

4.5 Desempenhos

Desempenhos

Fornecer velocidade e binário como predefinição	Controlada eletronicamente
Precisão do valor da velocidade	+/- 5%

4.6 Condições de funcionamento

Condições de funcionamento



Intervalo de temperaturas:

+10 °C - +35 °C (+50 °F - +95 °F)



Intervalo de humidade relativa:

30% - 80%



Intervalo de pressão de ar:

700 hPa — 1060 hPa



FIG. 6

5 Manutenção e assistência

5.1 Manutenção - Informações gerais

Limpe, desinfete, seque e esterilize o dispositivo antes da primeira utilização.

Num prazo máximo de 30 minutos após cada tratamento, limpe o motor. Este procedimento elimina quaisquer resíduos de sangue ou saliva.

⚠ ATENÇÃO

Siga as diretivas, normas e diretrizes nacionais para recomendações de limpeza e esterilização.

⚠ ATENÇÃO

Não pulverize qualquer lubrificante ou solução de limpeza no motor [FIG. 6](#).

Produtos de manutenção adequados:

Utilize exclusivamente produtos de manutenção e peças de origem da Bien-Air Dental SA mencionados abaixo ou recomendados pela Bien-Air Dental SA. A utilização de outros produtos ou peças pode provocar anomalias de funcionamento e/ou a anulação da garantia.

- Spraynet®
- Detergente alcalino ou detergente/desinfetante (pH 8-11) recomendado para a limpeza/desinfecção de instrumentos dentários ou cirúrgicos. Também são permitidos produtos desinfetantes compostos por cloreto de didecilmetilamônio, carbonato de amônio quaternário ou produto enzimático neutro. (por ex., Neodisher® mediclean).




FIG. 7

5.2 Limpeza e desinfecção

ATENÇÃO

- Não mergulhe em líquido fisiológico (NaCl) nem utilize soluções salinas para manter o dispositivo húmido até ser limpo.
- Não mergulhe num banho de limpeza.
- Não efetue a limpeza num banho ultrassónico.
- Não pulverize qualquer solução de limpeza no motor.
- Certifique-se sempre de que os contactos do motor são mantidos limpos.

É necessário limpar a superfície exterior do motor para remover as impurezas, tal como se segue na

FIG. 7:

1. Segure no motor pela peça de engate (nariz) e coloque-o sob água da rede local a 15 °C-38 °C (59 °F-100 °F), desde que a mesma tenha um pH entre 6,5 e 8,5 e um teor de cloro inferior a 100 mg/l. Se a água da rede local não cumprir estes requisitos, utilize água desmineralizada (desionizada).
2. Com o auxílio de uma escova flexível macia, limpe a superfície exterior do motor com os produtos de limpeza recomendados (por exemplo, detergente alcalino ou detergente/desinfetante pH 8-11).
3. Evite a entrada de água no motor, quer através do nariz, quer através do conector do tubo flexível.
4. Seque a superfície externa do motor com têxteis de pouco pelo impregnados com Spraynet®.

Nota : A limpeza-desinfecção automática pode substituir a 2.ª etapa acima. Se o aparelho de limpeza/desinfecção automática não fornecer uma secagem eficiente, siga a 4.ª etapa acima.

Máquina de lavar-desinfetar:

Execute a lavagem/desinfecção automática com uma máquina de lavar-desinfetar aprovada e em conformidade com a norma ISO 158831.

Detergente e ciclo de lavagem:

Utilize um detergente enzimático alcalino, recomendado para a limpeza na máquina de lavar-desinfetar dos instrumentos dentários ou cirúrgicos (pH 811).

Especificações recomendadas para o ciclo de desinfecção térmica:

Fase	Parâmetros
Pré-limpeza	<45 °C (113 °F); ≥ 2 minutos
Limpeza	55 °C - 65 °C (131 °F - 149 °F); ≥ 5 minutos
Neutralização	≥ 2 minutos
Enxaguamento	Água da torneira, ≤30 °C (86 °F), ≥ 2 minutos em água fria
Desinfecção térmica	Água desmineralizada, 90°C - 95°C (194 °F - 203 °F), 5 - 10 minutos
Secagem	18 — 22 minutos

ATENÇÃO

Nunca enxague os dispositivos para os arrefecer.

ATENÇÃO

Caso seja utilizada uma máquina de lavar automática em vez da máquina de lavar-desinfetar térmica, respeite o anterior programa para as fases de pré-limpeza, limpeza, neutralização e enxaguamento. Caso a água da torneira local tenha um pH que se encontre fora do intervalo de 6,5-8,5 ou caso contenha mais de 100 mg/l de cloro (Cl-ion), não seque o dispositivo dentro da máquina de lavar automática, mas seque-a manualmente com têxteis de pouco pelo.

ATENÇÃO

Se o aparelho de limpeza/desinfecção automática não fornecer uma secagem eficiente e/ou se permanecerem vestígios de humidade após a secagem, seque a superfície externa do motor com tecido de baixo fiapo impregnado com Spraynet®.

5.3 Esterilização

ATENÇÃO

- A qualidade da esterilização depende muito do estado de limpeza do dispositivo. Esterilizar apenas dispositivos perfeitamente limpos.
- Para melhorar a eficácia da esterilização, certifique-se de que o dispositivo está totalmente seco.
- Não utilize outro procedimento de esterilização que não o abaixo indicado.
- Utilize apenas ciclos de remoção de ar dinâmicos: ciclos de pré-vácuo ou esterilização através de vapor sob pressão (SFPP).
- Se as diretrizes nacionais exigirem a esterilização do dispositivo, utilize apenas esterilizadores dinâmicos: não utilize um esterilizador a vapor com um sistema de deslocamento por gravidade. Tal como acontece com todos os instrumentos, após cada ciclo de esterilização, incluindo secagem, remova o dispositivo para evitar uma exposição excessiva ao calor, pois tal pode provocar corrosão.

5.3.1 Procedimento

1. Coloque o dispositivo numa embalagem homologada para a esterilização por vapor.
2. Esterilize utilizando vapor, seguindo o ciclo de remoção de ar dinâmico (ANSI/AAMI ST79, Secção 2.19), ou seja, remoção de ar através de evacuação forçada (ISO 17665-1, ISO/TS 17665-2) a 135 °C (275 °F), durante 3 minutos ou a 132 °C (269,6 °F) durante 4 minutos. Em jurisdições onde a esterilização por priões seja obrigatória, esterilize a 135 °C (275 °F) durante 18 minutos.

O dispositivo suporta mais de 1000 esterilizações.

Os parâmetros recomendados para o ciclo de esterilização são:

- A temperatura máxima na câmara da autoclave não excede os 137 °C (278,6 °F), ou seja, a temperatura nominal da autoclave está definida para 134 °C, (273,2 °F), 135 °C (275 °F) ou 135,5 °C (275 °F), tendo em conta a incerteza do esterilizador no que diz respeito à temperatura.
- A duração máxima do intervalo à temperatura máxima de 137 °C (278,6 °F) está em conformidade com os requisitos nacionais relativos a esterilização por calor húmido e não excede 30 minutos.
- A pressão absoluta na câmara do esterilizador encontra-se no intervalo entre 0,07 bar e 3,17 bar (1 psia a 46 psia).
- A taxa de alteração da temperatura não excede 15 °C/min (59 °F/min), para aumento da temperatura, e -35 °C/min (-31 °F/min), para diminuição da temperatura.
- A taxa de alteração da pressão não excede 0,45 bar/min (6,6 psia/min), para aumento da pressão, e -1,7 bar/min (-25 psia/min), para diminuição da pressão.
- Não foram adicionados quaisquer reagentes químicos ou físicos ao vapor de água.

5.4 Embalagem e armazenamento

Condições de armazenamento

	Intervalo de temperaturas:	0 °C - +40 °C (+32 °F - +104 °F)
	Intervalo de humidade relativa:	10% - 80%
	Intervalo de pressão de ar:	650 hPa — 1060 hPa
	Manter afastado da chuva	

O dispositivo deve ser guardado dentro da bolsa de esterilização num local seco e livre de poeiras. A temperatura não pode exceder os 55 °C (131 °F). Se o dispositivo não for utilizado durante 7 dias ou mais após a esterilização, retire o dispositivo da bolsa de esterilização e guarde-o na embalagem original. Se o dispositivo não for guardado numa bolsa de esterilização ou se a bolsa já não estiver esterilizada, limpe, seque e esterilize o dispositivo antes de utilizar o mesmo.

ATENÇÃO

Se o dispositivo médico tiver sido guardado refrigerado, deixe-o arrefecer à temperatura ambiente antes da respetiva utilização.

ATENÇÃO

Respeite a data de validade da bolsa de esterilização, que depende das condições de conservação e do tipo de embalagem.

5.5 Manutenção

A Bien-Air Dental SA recomenda que o utilizador efetue a verificação ou manutenção dos seus dispositivos dinâmicos após 5000 ciclos de processamento ou 5 anos.

ATENÇÃO

Nunca desmonte o dispositivo. Para quaisquer modificações e reparações, contacte o seu fornecedor habitual ou o centro de assistência técnica da Bien-Air Dental.

6 Transporte e eliminação

6.1 Transporte

Condições de transporte

	Intervalo de temperaturas:	-20 °C - +50 °C (-4 °F - +122 °F)
	Intervalo de humidade relativa:	5% - 80%
	Intervalo de pressão de ar:	650 hPa - 1060 hPa
	Manter afastado da chuva	

6.2 Descarte



O descarte e/ou reciclagem de materiais têm de ser efetuadas de acordo com a legislação em vigor.



O dispositivo tem de ser reciclado. Os equipamentos elétricos e eletrónicos podem conter substâncias perigosas para a saúde e para o ambiente. O utilizador tem de devolver o dispositivo ao seu revendedor ou contactar diretamente uma entidade autorizada para tratamento e recuperação deste tipo de equipamentos (Diretiva Europeia 2012/19/UE).

7 Informações gerais

7.1 Termos de garantia

A Bien-Air Dental SA confere ao operador uma garantia contra qualquer defeito funcional, material ou de produção.

A duração da garantia é de:

- 36 meses a contar da data de faturação.

Em caso de reclamação justificada, a Bien-Air Dental, ou o respetivo representante autorizado, assumirá as obrigações da empresa ao abrigo desta garantia, reparando ou substituindo o produto gratuitamente.

Quaisquer outras reclamações de qualquer tipo, particularmente reclamações por danos ou lesões e as respetivas consequências resultantes de:

- Desgaste excessivo
- Uso inadequado ou esporádico
- Não observância das instruções de utilização, montagem e manutenção
- Danos provocados por influências químicas, elétricas ou eletrolíticas involuntárias
- Ligações incorretas de ar, água ou eletricidade

ATENÇÃO

A garantia considera-se nula ou inválida se os danos e respetivas consequências resultarem de intervenções incorretas ou de modificações do produto efetuadas por terceiros não autorizados pela Bien-Air Dental SA. Os pedidos de garantia apenas serão considerados se o produto estiver acompanhado por uma cópia da fatura ou da nota de entrega. As seguintes informações devem estar claramente indicadas: data de compra, referência do produto e número de série.

7.2 Compatibilidade do cabo

REF	Micromotor	REF do cabo
1600755-001	MOT MX-i LED	1601069-001
1600825-001	MOT MX-i	1601881-001
1601008-001	MOT MX-i LED 3RD GEN	1601009-001

7.3 Referências

REF	Legenda
1600825-001	Micromotor MX-i
1601008-001	Micromotor MX-i LED 3RD Gen
1600755-001	Micromotor MX-i LED
1600036-006	Spraynet®, spray de limpeza 500 ml, caixa de 6 garrafas
1601069-001	Cabo, MX-i LED
1601009-001	Cabo MX-i LED 3RD GEN
1600881-001	Cabo MX-i LED (3 metros de comprimento)
1300967-010	O-RING 8.1x0.73



Bien-Air Dental SA

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland

Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91

dental@bienair.com

Other addresses available at

www.bienair.com

EC REP Bien-Air Europe Sàrl

19-21 rue du 8 mai 1945

94110 Arcueil

France